

**ФКП «Армавирская биофабрика» 352212 Россия, Краснодарский край Новокубанский район,
п. Прогресс ул. Мечникова, д. 11, тел/факс (86195) 2-12-11. e-mail:arm bio@mail.kuban.ru**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 03

От «28» октября 2022 года

**Артикан –Бинергия с адреналином раствор для инъекций
(20 мг + 0,005 мг)/мл 1,7 мл, картриджи (10), пачка картонная.**

Номер серии: 031022

Дата изготовления: 07.10.2022 г.
Срок годности: до 11.2025 г.

Количество: 10 040 уп.

Предприятие – изготовитель: **ФКП «Армавирская биофабрика»**

Анализ выполнен по **ЛП-004013-081216, изм. 1,2,3,4,5**

Наименование показателей	Требования нормативной документации	Результаты испытаний
Описание	Прозрачный бесцветный или с желтоватым оттенком раствор	Прозрачный бесцветный раствор
Подлинность -артикаина гидрохлорид	<p><u>ВЭЖХ</u></p> <p>Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца артикаина гидрохлорида</p> <p><u>Спектрофотометрический(альтернативный)</u></p> <p>УФ-спектры поглощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца артикаина гидрохлорида в области от 220 нм до 350 нм должны иметь максимум и минимум при одних и тех же длинах волн</p> <p><u>ТСХ</u></p> <p>Основное пятно на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать по размеру и величине R_f основному пятну на хроматограмме раствора стандартного образца артикаина гидрохлорида</p>	Подтверждена
-эpineфрин	<p><u>ВЭЖХ</u></p> <p>На хроматограмме испытуемого раствора должен присутствовать пик, соответствующий по времени удерживания основному пику на хроматограмме стандарта эpineфрина гидратрата</p>	Подтверждена
Прозрачность	Препарат должен быть прозрачный (ГФ РФ)	Прозрачный
Цветность	Препарат должен быть бесцветным или его окраска не должна превышать эталон Y ₇ или ВY ₇ (ГФ РФ)	Менее эталона ВY ₇
pH	От 3,0 до 5,5 (потенциометрически) (ГФ РФ)	4,39
Механические включения:	<p><u>Видимые частицы. Визуальный</u></p> <p>Препарат должен выдерживать требования, указанные в (ГФ РФ)</p> <p><u>Невидимые частицы. Счетно-фотометрический</u></p> <p>Среднее число частиц должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none">- размером ≥10 мкм - не более 6000/в ампуле- размером ≥25 мкм - не более 600/ в ампуле <p>(ГФ РФ)</p>	Выдерживает требования
Родственные примеси: - примеси артикаина - примеси эpineфрина	<p><u>ВЭЖХ</u></p> <p>Примесь В – не более 1,0 %</p> <p>Любая другая примесь – не более 0,5 %</p> <p>Сумма примесей – не более 1,5 %</p> <p><u>ВЭЖХ</u></p> <p>Норадреналина тартрат – не более 1,5 %</p>	Менее 1,0 % Менее 0,5 % Менее 1,5 % Менее 1,5 %
Извлекаемый объем	Не менее номинального (ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0003.15 «Извлекаемый объем лекарственных форм для парентерального применения»)	1,7 мл
Бактериальные эндотоксины	Не более 0,47 ЕЭ на 1 мг артикаина гидрохлорида. (ГФ РФ)	Менее 0,47 ЕЭ
Стерильность	<p><u>Метод мембранный фильтрации</u></p> <p>Препарат должен быть стерильным (ГФ РФ)</p>	Стерильный

КОПИЯ ВЕРНА



Количествоное определение: артикаина гидрохлорид эpineфрин натрия дисульфит	<u>ВЭЖХ</u> <u>Спектрофотометрический (альтернативный)</u> От 19 до 21 мг в 1 мл препарата <u>ВЭЖХ</u> От 0,004 до 0,0055 мг в 1 мл препарата <u>Титриметрический</u> Не менее 0,10 мг и не более 0,55 мг в 1 мл препарата	<u>Спектрофотометрический</u> 20,0 мг/мл 0,0047 мг/мл 0,42 мг/мл
Упаковка	<p>По 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл или 20 мл препарата в ампулы из прозрачного бесцветного стекла: 1-го гидролитического класса или из нейтрального стекла марки НС-3.</p> <p>По 10 мл, 20 мл или 40 мл препарата во флаконы из прозрачного бесцветного стекла: 1-го гидролитического класса или из нейтрального стекла марки НС-3, герметично укупоренные пробками из резины, обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками алюминиевыми комбинированными или комбинированными колпачками с пластиковыми дисками.</p> <p>По 1,7 мл, 1,8 мл препарата в картриджи из прозрачного бесцветного стекла 1-го гидролитического класса, укупоренные с одной стороны плунжерами из эластомерного материала, а с другой стороны комбинированными колпачками для стоматологических картриджей для местной анестезии, состоящими из диска эластомерного материала и алюминиевого анодированного колпачка. На каждую ампулу/флакон/картридж наклеивают этикетку из бумаги офсетной или этикетку с клеевым слоем или импортную.</p> <p>5 ампул по 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл или 20 мл, или флаконов по 10 мл помещают в контурную пластиковую упаковку (поддон) из пленки поливинилхлоридной или из пленки полиэтилентерефталатной.</p> <p>1 или 2 контурные пластиковые упаковки (поддона) с ампулами по 1 мл, 2 мл или 5 мл, или 1 контурную пластиковую упаковку (поддон) с ампулами по 10 мл или 20 мл, или с флаконами по 10 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>1 контурную пластиковую упаковку (поддон) с ампулами по 20 мл вместе с инструкцией по применению помещают в коробку из картона.</p> <p>1 флакон по 20 мл или 40 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>На коробку наклеивают этикетку из бумаги офсетной или этикетку с клеевым слоем или импортную.</p> <p>В пачки и коробки с ампулами дополнительно вкладывают нож ампульный или скарификатор ампульный.</p> <p>При использовании ампул с цветной точкой излома и насечкой или цветным кольцом излома, нож ампульный или скарификатор ампульный не вкладывают.</p> <p>10 картриджей помещают в контурную пластиковую упаковку(поддон) из пленки поливинилхлоридной или из пленки полиэтилентерефталатной, или во вкладыш для фиксации картриджей из картона.</p> <p>1,5 или 10 контурных пластиковых упаковок (поддонов) или вкладышей с картриджами вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>На пачку с картриджами наклеивают две защитные этикетки с логотипом фирмы (контроль первого вскрытия).</p> <p>Групповая упаковка и транспортная тара в соответствии с ГОСТ 17768-90.</p>	<p>По 1,7 мл препарата в картриджи из прозрачного бесцветного стекла, укупоренные с одной стороны плунжерами из эластомерного материала, а с другой стороны комбинированными колпачками для стоматологических картриджей для местной анестезии, состоящими из диска из эластомерного материала и алюминиевого анодированного колпачка. На каждый картридж наклеены самоклеющиеся этикетки.</p> <p>По 10 картриджей помещают в контурную пластиковую упаковку (поддон) из пленки ПВХ.</p> <p>По 1 контурной пластиковой упаковке (поддон) с картриджами вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.</p> <p>Групповая упаковка и транспортная тара в соответствии с ГОСТ 17768-90.</p>
Маркировка	 <p>На этикетке ампулы/флакона/картриджа указывают товарный знак юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика», торговое</p>	<p>На этикетке картриджа указано: товарный знак юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение,</p>


КОПИЯ ВЕРНА

	<p>наименование препарата, группировочное наименование, лекарственную форму, концентрацию, объем в миллилитрах, «СТЕРИЛЬНО», номер серии, «Годен до». Допускается нанесение на этикетку картриджа шкалы с указанием дозы в мл.</p> <p>На пачке, этикетке коробки указывают название, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и товарный знак юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика», адрес производителя, торговое наименование препарата, группировочное наименование, лекарственную форму, концентрацию, объем в миллилитрах, состав на 1 мл препарата, количество ампул/флаконов/картриджей, «СТЕРИЛЬНО», «Применять по назначению врача», «Хранить в недоступном для детей месте», «Для эпидурального и специфического локального применения (инфилтрационной и проводниковой анестезии)», условия хранения, условия отпуска, регистрационный номер, номер серии, срок годности, штрих-код, «Способ применения: см. инструкцию по медицинскому применению».</p> <p>Номер серии и срок годности допускается наносить на пачку методом тиснения или печати, или в виде самоклеящегося стикера.</p> <p>На пачку дополнительно допускается нанесение средств идентификации для мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) методом печати или в виде самоклеящегося стикера.</p> <p>Номер серии и срок годности допускается наносить на этикетку коробки методом тиснения или печати, или в виде самоклеящегося стикера.</p> <p>На коробку дополнительно допускается нанесение средств идентификации для мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) методом печати или в виде самоклеящегося стикера.</p>	<p>торговое наименование препарата, группировочное наименование на русском и английском языках, лекарственная форма и дозировка, объем в миллилитрах, номер серии, «Годен до:», срок годности. На этикетку картриджа дополнительно нанесена шкала с указанием дозы в мл.</p> <p>На пачке указано: название, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и товарный знак юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика», адрес производителя, торговое наименование препарата, группировочное наименование на русском и английском языках, лекарственная форма и дозировка (раствор для инъекций (20 мг + 0,005 мг)/мл), объем в мл, состав на 1 мл раствора, количество картриджей, «СТЕРИЛЬНО», «Применять по назначению врача», «Хранить в недоступном для детей месте», способ применения («Способ применения: см. инструкцию по медицинскому применению»), условия отпуска, условия хранения, регистрационный номер, номер серии, срок годности, штрих-код, «Для эпидурального и специфического локального применения (инфилтрационной и проводниковой анестезии)», особые меры предосторожности: «Соблюдать предписываемые дозы», «Препарат не допускается вводить внутривенно!»</p> <p>Номер серии и срок годности нанесен на пачку методом печати. На пачку дополнительно нанесено средство идентификации для мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) методом печати.</p>
Хранение	В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.	
Срок годности	3 года.	

Заключение ОКК: *Артикаин -Бипергия с адреналином раствор для инъекций (20 мг + 0,005 мг)/мл 1,7 мл, картриджи (10), пачка картонная, серия 031022 соответствует требованиям ЛП-004013-081216, изм.1,2,3,4,5.*



Начальник ОКК



А.Ю.Ушанева

КОПИЯ ВЕРНА